



**PARECER TÉCNICO/SES/SJ/NATJUS Nº 2980/2025**

Rio de Janeiro, 30 de julho de 2025.

Processo nº 0809193-55.2024.8.19.0003,  
ajuizado por **M.A.A.D.S.**

Em atenção ao Despacho Judicial (Num. 208804404 - Pág. 1), seguem as considerações.

Trata-se de Autor, 41 anos de idade (documento de identificação ao Num. 158456501 - Pág. 3), com quadro de **bexiga neurogênica e hiperatividade detrusora**, em uso de cateterismo vesical intermitente limpo, e histórico de infecção urinária de repetição pelo cateter usual, solicitando o fornecimento do insumo **cateter de poliuretano com revestimento hidrofílico pronto para uso (calibre 12Fr) – 6 unidades/dia** (Num. 158448349 - Pág. 1).

Foi pleiteado o insumo **cateter uretral de poliuretano com revestimento hidrofílico pronto para uso (calibre 12Fr) – 6 unidades/dia** (Num. 158448342 - Pág. 3).

**Bexiga neurogênica** é a denominação que se dá a uma disfunção vesical secundária a um comprometimento do sistema nervoso. Esse comprometimento nervoso pode ser congênito ou adquirido. A complicação mais comum da bexiga neurogênica é a infecção urinária e a mais grave é a deterioração da função renal. Essas complicações são resultado de estase urinária residual, com aumento da pressão vesical para as vias urinárias superiores, favorecendo as infecções urinárias e o desenvolvimento de refluxo vesico ureteral com futura deterioração renal. Além disso, há perda contínua de urina com odor desagradável e lesões de pele em contato com a urina. O cateterismo intermitente é eficaz e seguro no esvaziamento da bexiga neurogênica, tanto a curto quanto em longo prazo, e é a primeira opção de tratamento nos pacientes com disfunção de armazenamento<sup>1</sup>.

O tratamento das **disfunções neurogênicas** vesicoesfinterianas (**bexiga neurogênica**) visa, como prioridade, a manutenção da função renal. Existem diversas alternativas para o tratamento da referida patologia, porém, a alternativa de escolha está relacionada com a adequação social do paciente, em função da adaptação à eliminação de urina e ausência de infecções urinárias sintomáticas. Dentre as alternativas de tratamento para a patologia, destaca-se **cateterismo intermitente**, cateterismo de demora e uso de coletores urinários (dispositivo para

---

<sup>1</sup> FURLAN, M.; FERRIANI M., GOMES, R. O Cuidar de Crianças Portadoras de Bexiga Neurogênica: representações sociais das necessidades das crianças e suas mães. Revista Latino-americana de Enfermagem. Disponível em: [http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=s010411692003000600010&lng=en&nrm=iso&tlng=pt](http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=s010411692003000600010&lng=en&nrm=iso&tlng=pt). Acesso em: 30 jul. 2025.



incontinência urinária). Observa-se, na prática, que as indicações médicas das alternativas de tratamento podem ser associadas e simultâneas, de acordo com cada situação<sup>2</sup>.

De acordo com o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas da Bexiga Neurogênica em Adultos do Ministério da Saúde, a **bexiga neurogênica** é um termo aplicado ao mau funcionamento da bexiga urinária e esfíncter urinário devido à disfunção neurológica que resulta de trauma, doença ou lesão interna ou externa. O **cateterismo vesical intermitente** é o método de esvaziamento periódico da bexiga realizado pela introdução de um cateter via uretral, ou através de um conduto cateterizável (como os condutos de Mitrofanoff ou Monti) até a bexiga ou reservatórios urinários. É o procedimento de eleição para pacientes com disfunção neurogênica ou idiopática do trato urinário inferior, que apresentam esvaziamento incompleto da bexiga por déficit da contração do detrusor, ou dificuldade do relaxamento esfíncteriano uretral, temporária ou definitiva. Em pacientes com disfunção vesical neurogênica, o cateterismo intermitente promove uma redução significativa de complicações, como infecção urinária (ITU), fístulas, refluxo vesicoureteral, estenose uretral e hidronefrose<sup>3</sup>.

Ressalta-se que o **cateter hidrofílico lubrificado** (sonda uretral lubrificada) é um cateter de poliuretano com revestimento hidrofílico pronto para uso e composto por uma camada de lubrificante de alta capacidade de absorção de líquidos. Uma vez que o cateter está exposto a uma solução aquosa, a água é absorvida, resultando em uma superfície suave e homogênea. O uso de gel anestésico é indicado nos casos de indivíduos que ainda possuam sensibilidade do aparelho geniturinário, diminuindo o desconforto do paciente. Está indicado nos casos de bexiga neurogênica, para esvaziamento vesical a baixa pressão, através de cateterismo vesical intermitente, a fim de evitar estase urinária e perdas involuntárias<sup>4</sup>.

Diante do exposto, informa-se que o **cateter uretral de poliuretano com revestimento hidrofílico pronto para uso (calibre 12Fr)** pleiteado está indicado e é adequado ao manejo do quadro clínico do Autor - bexiga neurogênica e hiperatividade detrusora em uso de cateterismo vesical intermitente limpo, com histórico de infecção urinária de repetição pelo cateter usual (Num. 158448349 - Pág. 1).

Os membros da Conitec presentes na 78ª reunião ordinária, no dia 05 de junho de 2019, deliberaram, por unanimidade, recomendar a incorporação do **cateter hidrofílico** para cateterismo vesical intermitente em indivíduos com lesão medular e bexiga neurogênica, conforme estabelecido pelo Ministério da Saúde, no SUS. Foi assinado o Registro de Deliberação nº 448/2019. A Portaria Nº 37, de 24 de julho de 2019, tornou pública a decisão de incorporar o cateter hidrofílico para cateterismo vesical intermitente em indivíduos com lesão medular e bexiga neurogênica, conforme estabelecido pelo Ministério da Saúde, no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS.

<sup>2</sup> MAGALHÃES, A.M.; CHIOCHETTA, F.V. Diagnósticos De Enfermagem Para Pacientes Portadores De Bexiga Neurogênica. Revista Gaúcha de Enfermagem, Porto Alegre, v. 23, n. 1, p. 6-18, jan. 2002. Disponível em: <<https://seer.ufrgs.br/rge/article/view/4383/0>>. Acesso em: 30 jul. 2025.

<sup>3</sup> BRASIL. Ministério da Saúde. Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas da Bexiga Neurogênica em Adultos. Brasília – DF 2020. Disponível em: <[https://www.gov.br/conitec/pt-br/midias/consultas/relatorios/2020/relatorio\\_pcdt\\_bexiga\\_neurogenica\\_em\\_adultos\\_cp\\_34\\_2020.pdf](https://www.gov.br/conitec/pt-br/midias/consultas/relatorios/2020/relatorio_pcdt_bexiga_neurogenica_em_adultos_cp_34_2020.pdf)>. Acesso em: 30 jul. 2025.

<sup>4</sup> BRASIL. Ministério da Saúde. Conitec. Cateter hidrofílico para cateterismo vesical intermitente em indivíduos com lesão medular e bexiga neurogênica. Junho, 2019. Disponível em: <[https://www.gov.br/conitec/pt-br/midias/consultas/relatorios/2019/sociedade/resoc140\\_speedcath\\_caterismo-vesical.pdf](https://www.gov.br/conitec/pt-br/midias/consultas/relatorios/2019/sociedade/resoc140_speedcath_caterismo-vesical.pdf)>. Acesso em: 30 jul. 2025.



GOVERNO DO ESTADO  
**RIO DE JANEIRO**

Subsecretaria Jurídica

Núcleo de Assessoria Técnica em Ações de Saúde

Contudo, informa-se que **não** foi encontrado código de procedimento para o referido insumo na Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses/Próteses e Materiais Especiais do Sistema Único de Saúde - SUS (SIGTAP). Assim, como o insumo pleiteado **não integra** nenhuma lista oficial de insumos para disponibilização através do SUS, no âmbito do município de Angra dos Reis e do Estado do Rio de Janeiro, **bem como não foram identificados outros insumos que possam configurar uma alternativa terapêutica.**

Elucida-se que o insumo **cateter uretral de poliuretano com revestimento hidrofílico possui registro ativo** junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).

### **É o Parecer**

**À 2ª Vara Cível da Comarca de Angra dos Reis do Estado do Rio de Janeiro, para conhecer e tomar as providências que entender cabíveis.**

**Elaborado pela equipe técnica do NATJUS-RJ.**

**FLÁVIO AFONSO BADARÓ**

Assessor-chefe

CRF-RJ 10.277

ID. 436.475-02